

## Einmal-Produkte

Artikelnummer	Beschreibung	Mindestabgabemenge
---------------	--------------	--------------------

### Koloskopiehosen

TX01-101.L	Größe L	100
TX01-101.XL	Größe XL	100

### ERC-P-Tücher

TX03-101.M3	75x90cm; 3 Ablagetaschen	50
TX03-101.M4	75x90cm; 4 Ablagetaschen	50

### Lätzchen

TX04-101.M		200
------------	--	-----

### Beißringe

AC01-102.M	ohne Kopfband	200
AC01-101.M	mit Kopfband	200

### ERC-P-Set

TX03-251.M4	beinhaltet: 1 Abdecktuch 75x90cm 1 Becher für Kochsalz 200ml 1 Becher für Kontrastmittel 250ml 10 Kompressen 2 Spritzen mit LL-Anschluss	20
-------------	---	----

# Einmal-Biopsiezangen.

## Zuverlässigkeit auf höchstem Niveau.

Mit den Einmal-Biopsiezangen von Micro-Tech können Gewebeprobe gezielt und sicher entnommen werden. Die Zangen mit einem Durchmesser von 2,3 mm zeichnen sich durch ein hochwertiges genietetes Scherengelenk aus, mit dem sonst nur qualitativ gute wiederverwendbare Zangen ausgestattet sind. Die Gelenke weisen weder Überstände, noch scharfen Ecken oder Kanten auf und schonen somit die Arbeitskanäle der Endoskope.

### Umfangreiche Auswahl


Die umfassende Produktpalette stellt für jeden Einsatz das ideale Modell zur Verfügung: 2,3 mm-Zangen mit und ohne Dorn, mit und ohne Beschichtung, mit Standard-Löffeln und gezahnten Löffeln. Die Zangen mit einem Durchmesser von 1,8 mm für die Pädiatrie und die Bronchoskopie runden die Palette ab.

### Leichtgängigkeit

Die Einmal-Biopsiezangen können sehr gut und schonend in den Arbeitskanal des Endoskops eingeführt werden. Selbst bei einem stark abgewinkelten Endoskop sind die Zangen sehr leichtgängig und lassen sich die Maulteile gut öffnen und schließen.

### Aussagekräftige Biopsate

Die Maulteile der Biopsiezangen von Micro-Tech lassen sich mit bis zu 6,7 mm extrem weit öffnen. Das ermöglicht große und aussagekräftige Biopsate. Auch können kleine Polypen abgetragen werden.



## Weitere Besonderheiten:

- Hochwertige genietete Scherengelenke
- Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- Ergonomischer Handgriff
- Steril und einzeln verpackt
- Gute Schneideeigenschaften

## Einmal-Biopsiezangen Standard

Artikelnummer	Beschreibung	Mindestabgabemenge
BF01-11023180	kurze ovale Löffel, ohne Dorn, nicht beschichtet, Ø 2,3mm, 180cm lang	50
BF01-11023230	kurze ovale Löffel, ohne Dorn, nicht beschichtet, Ø 2,3mm, 230cm lang	50
BF01-11123180	kurze ovale Löffel, mit Dorn, nicht beschichtet, Ø 2,3mm, 180cm lang	50
BF01-11123230	kurze ovale Löffel, mit Dorn, nicht beschichtet, Ø 2,3mm, 230cm lang	50
BF02-11023180	kurze ovale Löffel, ohne Dorn, beschichtet, Ø 2,3mm, 180cm lang	50
BF02-11023230	kurze ovale Löffel, ohne Dorn, beschichtet, Ø 2,3mm, 230cm lang	50
BF02-11123180	kurze ovale Löffel, mit Dorn, beschichtet, Ø 2,3mm, 180cm lang	50
BF02-11123230	kurze ovale Löffel, mit Dorn, beschichtet, Ø 2,3mm, 230cm lang	50


## Einmal-Biopsiezangen gezahnt

Artikelnummer	Beschreibung	Mindestabgabemenge
BF11-11023180	kurze ovale Löffel, ohne Dorn, nicht beschichtet, Ø 2,3mm, 180cm lang	50
BF11-11023230	kurze ovale Löffel, ohne Dorn, nicht beschichtet, Ø 2,3mm, 230cm lang	50
BF11-11123180	kurze ovale Löffel, mit Dorn, nicht beschichtet, Ø 2,3mm, 180cm lang	50
BF11-11123230	kurze ovale Löffel, mit Dorn, nicht beschichtet, Ø 2,3mm, 230cm lang	50
BF12-11023180	kurze ovale Löffel, ohne Dorn, beschichtet, Ø 2,3mm, 180cm lang	50
BF12-11023230	kurze ovale Löffel, ohne Dorn, beschichtet, Ø 2,3mm, 230cm lang	50
BF12-11123180	kurze ovale Löffel, mit Dorn, beschichtet, Ø 2,3mm, 180cm lang	50
BF12-11123230	kurze ovale Löffel, mit Dorn, beschichtet, Ø 2,3mm, 230cm lang	50

Alle Preise verstehen sich exklusive 20 % Mehrwertsteuer.  
Irrtümer und Fehler sind vorbehalten.


2008-03.1

**Einmal-Polypektomieschlingen, oval, VE = 10**




Artikelnummer	Ømm	Länge cm	PTFE-Tubus mm
DPO-180-15	15	180	2,3
DPO-230-15	15	230	2,3
DPO-180-30	30	180	2,3
DPO-230-30	30	230	2,3

**Einmal-Polypektomieschlingen, hexagonal, VE = 10**



Artikelnummer	Ømm	Länge cm	PTFE-Tubus mm
DPH-180-30	30	180	2,3
DPH-230-30	30	230	2,3

**Einmal-Polypektomieschlingen, monofil, VE = 10**



Artikelnummer	Ømm	Länge cm	PTFE-Tubus mm
DPM-180-15	15	180	2,3
DPM-180-25	25	180	2,3
DPM-230-15	15	230	2,35
DPM-230-25	25	230	2,35

**Einmal-Doppelreinigungsbürste, VE = 10**



Artikelnummer	Ømm	Länge cm	PTFE-Tubus mm
DRB-230-5	5	230	-

**Einmal-Sklerosierungsnadeln, Hystoacryl geeignet, VE = 10**



Artikelnummer	Ømm	Länge cm	PTFE-Tubus mm
DSN-210-7	0,7	210/Nadel 5	2,35
DSN-210-10	1,0	210/Nadel 5	2,4